

A-F-T

Automatic Flexion



ForscoLabs
Distributeur matériel - HILL Laboratories

Vive - Douce - Rapide.

Équipée de la Hill Air-Drop System*, l'Air-AFT permet aux Chiropracteurs de sélectionner jusqu'à quatre drops simultanément sur le panneau de commande. Les coussins sont activés instantanément en appuyant sur l'une des bandes de pied.

Modèle en photo :
Base noire
Sellerie cinder

AIR AFT

Auto-Flex with Air-Drops



Options en photo: incluant Tête relevable, accoudoirs réglables avec barres d'accroche, barres de pied et minuteur.

▼ FONCTIONS STANDARDS

- Flexion motorisée à vitesse variable
- Air-drop Cervical, Thoracique, Lombaire et Pelvien
- Air-drop sortie Thoracique et la libération Thoracique
- Tête Inclinable, 30 ° négative / positif (Tilting)
- Section pelvienne avec flexion latérale et verrouillable de 0 à 21°
- Barre de contrôle amovible pour un mouvement latéral
- Harnais de soutien des chevilles
- Accoudoirs avec barres d'accroche réglables
- Interrupteur d'arrêt pour le patient
- Hauteur électrique contrôlée par deux pédales
- Largeur 60 cm , Hauteur 54 cm à 74 cm (autres hauteurs disponibles)
- Mousse de la Sellerie - 6.5 cm Médium (standard), souple ou ferme
- Choix de 20 couleurs pour la sellerie
- Choix de 3 couleurs pour la Base de la table
- Garantie un an pièces et main-d'œuvre

Choisissez jusqu'à quatre drops simultanément sur le Panneau de contrôle.



AIR-AFT EN STANDARD

Toutes les fonctionnalités ci-dessous sont en standard sur l'AFT

► FLEXION MOTORISÉE AUTOMATIQUE

Flexion à vitesse variable.

La table HILL AIR-AFT a un panneau de commande de flexion situé au bout de la table, qui vous permet de régler la vitesse de flexion du 1 au 28 TPM (option : minuterie de 30 minutes peut également être ajoutée). Un sélecteur vous permet d'arrêter la table en position horizontale ou fléchie. Au plus bas de sa hauteur en flexion, les patients peuvent facilement monter et descendre de la table. La section du bassin de l'AFT se déplace latéralement et peut être facilement manœuvrée lors de la flexion à l'aide de la barre de contrôle. La section peut également être verrouillée latéralement de chaque côté.



Tilting



Barre de flexion latérale



Bouton d'arrêt patient



Pédale de réglage hauteur



Barre Air Drop



Barres d'accroche patient



Drops à Air-comprimés en standard AIR-AFT

Cervical
Thoracique
Lombaire
Pelvien
Breakaway
Thoracique libéré

Options principales pour compléter et personnaliser votre AIR-AFT



La Flexion de la Tête



Tête Montante et descendante



Package complet correction Scoliose



Minuterie



Tabourets assortis

Autres options complémentaires sur www.forscolabs.fr

SPÉCIFICATIONS

AIR-AFT

- AIR-AFT - Alimentation électrique en 220-50Volts 10 ampères
- La capacité de levage - 204 kg
- Longueur : 165 cm (s'étend à 188 cm), avec le Drop Cervical : 170 à 193 cm
- Largeur : 60 cm
- Gamme de hauteur : 54 à 74 cm (autres hauteurs disponibles sur demandes)
- Sellerie de densité médium en standard (densité ferme et souple sur demande)
- Choix de 20 couleurs pour la sellerie (voir ci-dessous)
- Base télescopique en gris, beige ou noire en thermoplastique résistant au feu
- Poids à l'expédition 113 -136 kg
- Garantie d'un an pièces et main-d'œuvre

COULEURS DISPONIBLES

Couleurs de la sellerie



Couleur de la base



Le revêtement Boltaflex® avec Prefixx™, scientifiquement conçu pour donner une protection supérieure contre les taches, les éraflures est garanti anti-crevaison. Les teintes peuvent avoir une variation entre la couleur réelle et la matière. Le choix des couleurs peuvent changer sans préavis.

Visitez www.forscoLabs.fr pour configurer votre table et faire votre devis en ligne.
Appelez un de nos collaborateurs qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

ForscoLabs
Distributeur matériel - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France • Tel: +33 145 450 301 • Fax: +33 972 447 924
contact@forscolabs.fr • www.forscoLabs.fr